


# Bombas de Vácuo

Para uso em laboratório, são livres de óleo, com alto fluxo de ar e baixo ruído. Com opções de bomba tipo membrana ou tipo pistola. Possuem indicador de vácuo que mostra o grau de vácuo a aspirar.



**ΔATRA**

VAC26

# Bomba de Vácuo

## Tipo Membrana

Com design moderno e compacto, as bombas de vácuo VAC26 são de fácil transporte e possuem sistema de baixo ruído. Motor com alta durabilidade, próprio para uso prolongado e contínuo.

**ATRA**



Livres de óleo



Alto fluxo de ar



Indicador com grau de vácuo



Baixo ruído, em torno de 50db



Filtro de ar incluso



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Potência	1/4hp
Velocidade	1700rpm
Vácuo	600mmHG
Fluxo de ar	65 ~ 68L/min
Dimensões do equipamento (CxLxA)	305x125x170mm
Tensão	Bivolt com chave seletora
Peso	4,6kg

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

### Visão Geral:



VAC29

# Bomba de Vácuo

## Tipo Membrana

Com design moderno e compacto, as bombas de vácuo VAC26 são de fácil transporte e possuem sistema de baixo ruído. Motor com alta durabilidade, próprio para uso prolongado e contínuo.

**ATRA**



Livres de óleo



Alto fluxo de ar



Indicador com grau de vácuo



Baixo ruído, em torno de 50db



Filtro de ar incluso



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

<b>Potência</b>	1/3hp
<b>Velocidade</b>	1700rpm
<b>Vácuo</b>	600mmHG
<b>Fluxo de ar</b>	128 ~ 135L/min
<b>Dimensões do equipamento (CxLxA)</b>	430x165x230mm
<b>Tensão</b>	Bivolt com chave seletora
<b>Peso</b>	9,5kg

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

### Visão Geral:



VAC30W

# Bomba de Vácuo

## Tipo Pistola

**ATRA**

Com design moderno e compacto, as bombas de vácuo VAC30 possuem alças, que possibilitam fácil transporte e sistema de baixo ruído. Motor com alta durabilidade, próprio para uso prolongado e contínuo.



Livres de óleo



Alto fluxo de ar



Indicador com grau de vácuo



Baixo ruído, em torno de 50db



**BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR**

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

<b>Potência</b>	1/4hp
<b>Velocidade</b>	1700rpm
<b>Vácuo</b>	650mmHG
<b>Fluxo de ar</b>	35 ~ 40L/min
<b>Dimensões do equipamento (LxPxA)</b>	330x135x170mm
<b>Tensão</b>	110V ou 220V
<b>Peso</b>	5,5kg

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

### Visão Geral:

