

Banho Maria

Amplamente utilizado em centros de pesquisa, universidades, laboratórios, indústrias, em pesquisas físicas, químicas e biológicas.



ΔATRA

Banho Maria

Cód. WARMS

Banho maria com controle digital, mantém a temperatura controlada até 100°C de acordo com a necessidade. Possui tampa superior móvel com anéis concêntricos, podendo ser utilizado em várias rotinas.

CARACTERÍSTICAS:

- Painel digital para visualização da temperatura;
- Tampa e interior fabricados em chapa de aço inox laminada a frio AISI304;
- Estrutura externa em aço com revestimento epóxi;
- Torneira em bronze.

Painel digital



WARMS1
Banho maria digital de 1 boca



WARMS2
Banho maria digital de 2 bocas



WARMS4
Banho maria digital de 4 bocas



WARMS6
Banho maria digital de 6 bocas



WARMS8
Banho maria digital de 8 bocas



Tampos e anéis removíveis

Modelo	WARMS1	WARMS2	WARMS4	WARMS6	WARMS8
Bocas	1	2	4	6	8
Capacidade	3L	5L	10L	14L	18L
Potência	300W	500W	1200W	1500W	1800W
Área de trabalho (LxCxA)	18x16x10cm	30x18x10cm	32x32x10cm	46x32x10cm	63x32x10cm
Faixa de temperatura	Ambiente a 100°C				
Controle de temperatura	Digital				
Precisão	0,5°C				
Tensão	110V ou 220V				
Peso	7kg	7kg	10kg	14kg	18kg

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.